

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hook1 Para Wb, Elisa - Q9Ujc3

Número de artículo: CM0029596

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HOOK1 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al homólogo de Hook 1, una proteína involucrada en el tráfico de vesículas y la espermatogénesis. Ideal para estudios de biología del desarrollo y celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOOK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HK1; HOOK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51361
GeneID	51361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 489-728 de HOOK1 humano (NP_056972.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJC3
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo