

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hook2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q96Ed9

Número de artículo: CM0005970

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HOOK2 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta HOOK2 humano, de ratón y de rata, una proteína de tráfico vesicular y del centrosoma. Adecuado para estudios de formación de agrosomas y distribución del complejo AP-4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HOOK2 Rabbit mAb
Notas/Alias	HK2; HOOK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29911
GeneID	29911
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HOOK2 humano (Q96ED9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96ED9
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo