


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hook3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vs8

Número de artículo: CM0013288



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HOOK3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta HOOK3 humano, de ratón y de rata, un adaptador de dineína que regula el tráfico intracelular y la organización del aparato de Golgi. Ideal para estudios de citoesqueleto y transporte de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOOK3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HK3; HOOK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84376
GeneID	84376
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 489-718 del HOOK3 humano (NP_115786.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86VS8
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo