

Anticuerpo Policlonico Anti-Hopx Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bpy8

Número de artículo: CM0024168

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a HOPX (proteína con solo homeodominio) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta HOPX humano, de ratón y rata, un regulador del desarrollo cardíaco, la supresión tumoral y el plegamiento proteico mediado por chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOPX Rabbit pAb
Observaciones/Alías	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
Especie	Humano
ID del Gen	84525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-73 de HOPX humano (NP_631957.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BPY8
Peso de la Proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo