

Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxa10 Para Wb, Elisa - P31260

Número de artículo: CM0026645

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HOXA10 humano, un factor de transcripción homeobox implicado en el patrón de desarrollo. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación génica y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXA10 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
Especie	Humano
GeneID (humano)	3206
GeneID	3206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 236-336 del HOXA10 humano (NP_061824.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31260
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo