

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hoxa11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31270

Número de artículo: CM0030623

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-HOXA11 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce HOXA11 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción homeobox esencial para el patrón de desarrollo anteroposterior.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXA11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOX1; HOX11; RUSAT1; HOXA11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3207
ID de Gen	3207
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del HOXA11 humano (NP_005514.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31270
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo