


Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxa13 Para Wb, Elisa - P31271

Número de artículo: CM0013749



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a HOXA13 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de ~40 kDa, adecuado para investigación en biología del desarrollo y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXA13 Rabbit pAb
Notas/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3209
ID del Gen	3209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-320 de HOXA13 humano (NP_000513.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31271
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo