

Anticuerpo Policlonal De Anti-Hoxb2 Conejo Para Wb Y Elisa - P14652

Número de artículo: CM0021556

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Anti-HOXB2 Conejo validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta la proteína Homeobox Hox-B2 humana y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del desarrollo del eje anteroposterior.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de HOXB2 Conejo
Observaciones/Alias	K>K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2
Especie	Humano
ID de Gen	3212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-140 del HOXB2 humano (NP_002136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14652
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo