

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hoxb4 Para Wb, Elisa - P17483

Número de artículo: CM0024240

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HOXB4 validado para WB y ELISA. Reacciona con HOXB4 de humano y ratón. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional del desarrollo y la formación del eje anteroposterior.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HOXB4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3214
ID de gen	3214
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la HOXB4 humana (NP_076920.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17483
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo