

Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxb6 Para Wb, Elisa - P17509

Número de artículo: CM0019380

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HOXB6 humano, un factor de transcripción homeobox. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de desarrollo y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXB6 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
Especie	Humano
ID del Gen	3216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-110 de HOXB6 humano (NP_061825.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17509
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo