

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hoxb7 Para Wb, Elisa - P09629

Número de artículo: CM0027635

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HOXB7 humano, validado para WB y ELISA. Detecta HOXB7 humano y de ratón. Adecuado para biología del desarrollo e investigación del cáncer. Inmunógeno: proteína recombinante N-terminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXB7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3217
ID de Gen	3217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de HOXB7 humano (NP_004493.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09629
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo