

Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxc4 Para Wb, Elisa - P09017

Número de artículo: CM0015531

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el HOXC4 humano, un factor de transcripción del desarrollo para la formación de patrones anteroposteriores. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXC4 Rabbit pAb
Notas/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3221
GeneID	3221
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 de la HOXC4 humana (NP_055435.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P09017
Peso Molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo