

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hoxc6 Para Wb, Elisa - P09630

Número de artículo: CM0007601

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HOXC6 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional del desarrollo y la formación del eje anteroposterior.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HoxC6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3223
ID del gen	3223
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la proteína HoxC6 humana (NP_004494.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09630
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo