

Anticuerpo Policlonal Anti-Hoxd10 Para Wb, Elisa - P28358

Número de artículo: CM0030580

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HOXD10 humano, validado para WB y ELISA. Detecta niveles endógenos de HOXD10. Apto para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y del tracto urogenital.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXD10 Conejo pAb
Observaciones/Alías	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3236
ID del Gen	3236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de HOXD10 humano (NP_002139.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28358
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo