

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hoxd10 Para Wb, Elisa - P28358

Número de artículo: CM0006988

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-HOXD10 para HOXD10 humano. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para biología del desarrollo e investigación del tracto urogenital.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXD10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3236
GeneID	3236
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-150 del HOXD10 humano (NP_002139.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P28358
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo