


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hp1 Alfa/Cbx5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P45973

Número de artículo: CM0010417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HP1 alfa/CBX5 humano para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta dianas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en heterocromatina y epigenética. P45973.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo HP1 alfa/CBX5
Observaciones/Alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alfa/CBX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23468
GeneID	23468
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 92-191 de la HP1 alfa/CBX5 humana (P45973).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45973
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo