


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hp1 Alfa/Cbx5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

Número de artículo: CM0018072



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HP1 alfa/CBX5, aplicable para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Reconoce HP1 alfa humano, de ratón y de rata, una proteína de heterocromatina involucrada en la represión epigenética. Ideal para investigación en cromatina y centrómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HP1 alfa/CBX5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alfa/CBX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23468
GeneID	23468
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-191 de HP1 alfa/CBX5 humano (NP_001120794.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45973
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo