

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Número de artículo: CM0009698



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HP1 gamma/CBX3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HP1 gamma/CBX3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Especie	Humano
GeneID (humano)	11335
GeneID	11335
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HP1 gamma/CBX3 humano (NP_057671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13185
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo