

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Número de artículo: CM0024008



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HP1 gamma/CBX3 humano (HECH, HP1-GAMMA) para una detección fiable en WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Validado para investigación en epigenética y heterocromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HP1 gamma/CBX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Especie	Humano
GeneID	11335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de HP1 gamma/CBX3 humano (NP_009207.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13185
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo