

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

Número de artículo: CM0023189



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HP1 gamma/CBX3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Peso molecular: 21kDa. Ideal para investigación en heterocromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado KO] HP1 gamma/CBX3 pAb de Conejo                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3                                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 11335                                                                                                                                                             |
| GeneID              | 11335                                                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de HP1 gamma/CBX3 humano (NP_009207.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                               |
| SWISS               | Q13185                                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                    |