

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hp1Bp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Número de artículo: CM0014687



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HP1BP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína de unión a la proteína 1 de la heterocromatina 3, un regulador de la proliferación celular y la condensación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HP1BP3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3
Especie	Humano
GeneID	50809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del HP1BP3 humano (NP_057371.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5SSJ5
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo