


Anticuerpo Policlonal Anti-Hpcal1 Para Wb Y Elisa - P37235

Número de artículo: CM0018472



Introducción

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre proteínas de unión al calcio y señalización visual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HPCAL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3241
ID del gen	3241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de HPCAL1 humano (NP_002140.2).
Origen	Policlonal de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P37235
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo