


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hpcal1 Para Wb, Ip, Elisa - P37235

Número de artículo: CM0023663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra HPCAL1 humano (proteína similar a la hipocalcina). Validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Diana de ~22 kDa. Apto para estudios de señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HPCAL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Especie	Humano
ID del Gen	3241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de HPCAL1 humano (NP_002140.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37235
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo