

Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Hpd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32754

Número de artículo: CM0030725



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra HPD (4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa) humana para WB, IHC-P, ELISA. Reactividad cruzada confirmada con ratón y rata. Útil en investigación de metabolismo de tirosina y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HPD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	3242
ID de Gen	3242
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de HPD humana (NP_002141.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32754
Peso Molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo