


Anticuerpo Policlonal Anti-Hprt1 Para Wb, Elisa - P00492

Número de artículo: CM0018828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HPRT1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la vía de recuperación de purinas, el síndrome de Lesch-Nyhan y la gota.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HPRT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPRT; HGPRT; HPRT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3251
GeneID	3251
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de HPRT1 humano (NP_000185.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00492
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo