


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hprt1 Para Wb Y Elisa - P00492

Número de artículo: CM0007845



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la HPRT1 humana, validado para knockout, adecuado para WB y ELISA. Ideal para investigación de la vía de recuperación de purinas. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] HPRT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Especie	Humana
ID del gen	3251
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00492
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo