


Anticuerpo Policlonado Anti-Hps4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Número de artículo: CM0019869



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra HPS4, un componente del complejo BLOC-3. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la biogénesis de melanosomas y el síndrome de Hermansky-Pudlak.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HPS4 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	LE; BLOC3S2; HPS4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89781
GeneID	89781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 387-708 de la HPS4 humana (NP_071364.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQG7
Peso Molecular	77kDa
Envío	Bolsa de hielo