


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hras Para Wb, Elisa - P01112

Número de artículo: CM0002508



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HRAS validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Ras-MAPK, la proliferación celular y la biología del cáncer. SWISS P01112.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HRAS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CTLO; HAMS; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASID; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3265
GeneID	3265
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P01112
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo