


Anticuerpo Policlonal Anti-Hras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01112

Número de artículo: CM0017052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HRAS humano (GTPasa HRas, p21ras). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la señalización Ras-MAPK y la investigación de oncogenes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRAS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Especie	Humano
ID de Gen	3265
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 del HRAS humano (NP_005334.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01112
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo