

Anticuerpo Policlonal Anti-Hrh1 Para Wb, Elisa - P35367

Número de artículo: CM0013014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor de histamina H1 humano (HRH1). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta una proteína de 56kDa. Ideal para investigación de señalización de GPCR, alergia e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRH1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3269
ID del Gen	3269
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-340 del HRH1 humano (NP_000852.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35367
Peso Molecular de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo