


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hrpt2 / Cdc73 Para Wb Y Elisa - Q6P1J9

Número de artículo: CM0018395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HRPT2 / CDC73 validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas. Dirigido a parafibromina, un supresor tumoral involucrado en la transcripción y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRPT2 / CDC73 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79577
GeneID	79577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-505 de HRPT2 / CDC73 humano (Q6P1J9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6P1J9
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo