

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hrpt2/Cdc73 Para Wb Y Elisa - Q6P1J9

Número de artículo: CM0004857

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HRPT2/CDC73 (Parafibromina). Validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. Supresor tumoral implicado en la regulación de la transcripción y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HRPT2 / CDC73 Rabbit mAb
Notas / Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Especie	Humano
GenelD (Humano)	79577
GenelD	79577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de HRPT2 / CDC73 humano (NP_078805.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P1J9
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo