

Anticuerpo Policlonal Anti-Hs1Bp3 Para Wb, Elisa - Q53T59

Número de artículo: CM0025026

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HS1BP3 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Potencial modulador de la señalización de IL-2. Peso molecular 43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HS1BP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
Especie	Humano
GeneID	64342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del HS1BP3 humano (NP_071905.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53T59
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo