

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hs3St3A1 Para Wb, Elisa - Q9Y663

Número de artículo: CM0022546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HS3ST3A1 humano, validado en WB y ELISA. Sulfotransferasa 3-O de heparán sulfato involucrada en la investigación de glicobiología y entrada de HSV-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HS3ST3A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9955
ID de Gen	9955
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-140 del HS3ST3A1 humano (NP_006033.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y663
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo