

Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína Que Interactúa Con Hsc70 (Hip) Para Wb - P50502

Número de artículo: CM0008487

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-proteína que interactúa con Hsc70 (HIP) para WB y ELISA. Reconoce ST13/HIP humana y de ratón, una co-chaperona citoplasmática de Hsp70. Proteína de 41 kDa. UniProt P50502.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-proteína que interactúa con Hsc70 (HIP)
Observaciones/Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Proteína que interactúa con Hsc70 (HIP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6767
GeneID	6767
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-369 de la proteína que interactúa con Hsc70 (HIP) humana (P50502).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50502
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo