

Proteína De Interacción Anti-Hsc70 (Hip) Pab De Conejo - P50502

Número de artículo: CM0029145

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la proteína de interacción humana Hsc70 (HIP/ST13) para Western blot (WB) y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Adecuado para investigaciones de chaperonas y estudios de plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Proteína de interacción Hsc70 (HIP) pAb de conejo
Observaciones/Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Proteína de interacción Hsc70 (HIP)
Especie	Humano
GeneID (humano)	6767
GeneID	6767
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-369 de la proteína de interacción humana Hsc70 (HIP) (NP_003923.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50502
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo