

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsc70/Hspa8 Para Wb, Elisa - P11142

Número de artículo: CM0002936



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Hsc70/HSPA8 humano (P11142). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de control de calidad de proteínas, autofagia y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hsc70/HSPA8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3312
GeneID	3312
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 547-646 de Hsc70/HSPA8 humano (P11142)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11142
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo