

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hscb Para Wb Y Elisa - Q8IWL3

Número de artículo: CM0015659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína HSCB humana (JAC1/HSC20), apto para Western blot y ELISA. Ideal para investigación sobre el ensamblaje de grupos hierro-azufre mitocondrial y citoplásmico, la incorporación de SDHB y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSCB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	150274
ID del gen	150274
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-235 de la HSCB humana (NP_741999.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IWL3
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo