

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd11B2 Para Wb, Elisa - P80365

Número de artículo: CM0027233

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSD11B2 humano (11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios de metabolismo de glucocorticoides y del receptor de mineralocorticoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSD11B2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Especie	Humano
ID de gen	3291 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 266-405 de HSD11B2 humano (NP_000187.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P80365
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo