


Anticuerpo Policlonal Anti-Hsd17B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Número de artículo: CM0018620



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HSD17B1 validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce HSD17B1 humano, de ratón y de rata (17 β -HSD1, 35kDa). Herramienta esencial para estudiar la biosíntesis de estrógenos y el metabolismo de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD17B1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3292
ID del Gen	3292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-328 de HSD17B1 humano (NP_000404.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14061
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo