

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsd17B13 Para Wb, Elisa - Q7Z5P4

Número de artículo: CM0003110



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a HSD17B13 humano (ID de gen: 345275). Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico hepático y enfermedades hepáticas. SWISS: Q7Z5P4; Peso de la proteína: 34kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HSD17B13 mAb de conejo
Observaciones/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-211 de HSD17B13 humano (NP_835236.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q7Z5P4
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo