


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsd17B13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Número de artículo: CM0012265



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HSD17B13 humano (Q7Z5P4), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación del metabolismo lipídico hepático y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD17B13 Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
Especie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-300 de HSD17B13 humano (NP_835236.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z5P4
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo