

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd17B13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Número de artículo: CM0027764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSD17B13, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta HSD17B13 humano, ratón, rata; dirigido a la investigación del metabolismo lipídico hepático. Específico para la localización en gotas de lípidos y retículo endoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD17B13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	345275
GeneID	345275
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z5P4
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo