

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd17B13 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q7Z5P4

Número de artículo: CM0020362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HSD17B13 validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta HSD17B13 humano y de rata, una enzima hepática del metabolismo lipídico de aproximadamente 34 kDa. Ideal para la investigación hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSD17B13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Especie	Humano
GeneID (humano)	345275
GeneID	345275
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 34-300 de HSD17B13 humano (NP_835236.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q7Z5P4
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo