

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsd17B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P37059

Número de artículo: CM0012475

Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra HSD17B2 humano (P37059), validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar el metabolismo de esteroides y la regulación endocrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra HSD17B2
Observaciones/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3294
ID del gen	3294
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de HSD17B2 humano (NP_002144.1)
Fuente	Vía
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P37059
Peso molecular de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo