

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd17B3 Para Wb Y Elisa - P37058

Número de artículo: CM0025034

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HSD17B3 humano, para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la biosíntesis de andrógenos y aplicaciones de diagnóstico relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSD17B3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Especie	Humano
ID del gen	3293
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de HSD17B3 humano (NP_000188.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37058
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo