

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd17B7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

Número de artículo: CM0022981

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSD17B7 humana (P56937), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Útil para la investigación del metabolismo de hormonas esteroideas y la biosíntesis de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD17B7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51478
ID de Gen	51478
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-200 de la HSD17B7 humana (NP_057455.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56937
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo