


## Anticuerpo Policlonal Anti-Hsd17B8 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q92506

Número de artículo: CM0017222



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSD17B8 humano (Q92506), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la síntesis mitocondrial de ácidos grasos y el metabolismo de esteroides.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | HSD17B8 Rabbit pAb                                                             |
| Observaciones/Alias | KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dJ1033B10.9; HSD17B8 |
| Especie             | Humano                                                                         |
| GeneID (humano)     | 7923                                                                           |
| GeneID              | 7923                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                                          |
| Fuente              | Conejo                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                       |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                            |
| SWISS               | Q92506                                                                         |
| Peso de la proteína | 27 kDa                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                 |