

Anticuerpo Policlonal Anti-Hsd3B1 Para Wb, If-P, Elisa - P14060

Número de artículo: CM0026048

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSD3B1 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta HSD3B1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en esteroidogénesis y metabolismo de andrógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD3B1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3283
GeneID	3283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de HSD3B1 humano (NP_000853.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14060
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo