

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsd3B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14060

Número de artículo: CM0002211

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HSD3B1 humana, apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esencial para investigaciones sobre esteroidogénesis y hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-HSD3B1 de conejo
Observaciones/Alias	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
Especie	Humana
GeneID (Humana)	3283
GeneID	3283
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de HSD3B1 humana (P14060)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14060
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo